

Points importants

- Il faut retirer les ensembles d'électrodes de défibrillation Pedi-Padz (lots n^{os} 0510 à 4511) et les échanger à Zoll dans les plus brefs délais.
- Pour l'instant, il faut utiliser les électrodes de type Adulte en position antéropostérieure pour tous les ACR pédiatriques.

URGENT : Retrait temporaire des électrodes de défibrillation pédiatriques

Nous avons été avisés par Zoll et par la Direction médicale nationale, cette semaine, qu'une défectuosité mineure est présente au niveau des Pedi-Padz actuellement utilisés (lots livrés au Québec : n^{os} 0510 à 4511). Il a été décidé, au niveau de la Direction médicale nationale, de les retirer. **Nous devons donc enlever**, de tous les moniteurs défibrillateurs semi-automatiques (MDSA), les ensembles d'électrodes de défibrillation pédiatriques.



Annexées à la présente, la correspondance ainsi que la marche à suivre suggérée par Zoll pour le remplacement de ces dernières. Nous demandons aux entreprises ambulancières de faire parvenir à Zoll, dans les plus brefs délais, le formulaire afin qu'ils procèdent au

remplacement des électrodes. D'ici là, nous demandons aux techniciens ambulanciers paramédics, lors d'arrêt cardiorespiratoire (ACR), d'appliquer les électrodes de type Adulte, en position antéropostérieure, et d'appliquer le protocole usuel. Voici la marche à suivre pour les techniciens ambulanciers paramédics, afin d'appliquer les électrodes de défibrillation de Zoll, de type Adulte (CPR Stat-Padz).



Application des électrodes de type Adulte en position antéropostérieure (CPR Stat-Padz)¹

1. En premier, séparer l'appareil de rétroaction à la RCR (alias « la puck de RCR ») de l'électrode « carré rouge » (voir figure 1).
2. En deuxième, appliquer l'électrode « carré rouge » dans le dos : sous l'omoplate gauche, paravertébrale (voir figure 2).
3. En troisième, appliquer l'électrode « ronde », au niveau de l'apex, comme à l'habitude. La « puck de RCR » s'applique au même endroit et seulement chez le patient de 8 ans/25 kg et plus (voir figure 3).



Figure 1



Figure 2



Figure 3

En cas de blanc de mémoire ou pour plus de détails, ces informations se trouvent dans le dépliant de chacun des ensembles d'électrodes Stat-Padz de type Adulte.



Dave Ross, M.D.

¹ Les images et figures ont été reproduites ici avec l'autorisation de Monsieur Éric Lemonde, de Zoll Canada.