



Communiqué du directeur médical régional – SPU Montérégie

INFORMATIONS IMPORTANTES ZOLL SÉRIE X

Date : 19 septembre 2018

Destination : Aux techniciens ambulanciers paramédics

Bonjour collègues,

Avec la venue du nouveau MDSA Zoll Série X, il est important d'apporter une certaine précision concernant les diverses électrodes de défibrillation qui sont possible d'utiliser avec ce nouveau modèle.

1- CPR STAT-PADZ



Ces électrodes classiques que nous avons utilisées dans les dernières années sont compatibles avec le Série X. Elles peuvent être utilisées sans réserve avec la clientèle adulte. Elles sont un choix acceptable avec la clientèle pédiatrique (en utilisant le MDSA en mode pédiatrique), mais **NOUS ALLONS PRÉFÉRER UTILISER LES ÉLECTRODES DE TYPES UNI-PADZ POUR LA PÉDIATRIE.**

2- CPR UNI-PADZ



Ces électrodes sont conçues pour être utilisées à la fois en mode adulte **ET** pédiatrique (toujours lorsque le mode pédiatrique est sélectionné).

3- CPR D-PADZ



Ces électrodes ont été distribuées lors de la pénurie de CPR Stat-Padz. Elles restent toutefois compatibles avec le Zoll Série X. Bien qu'il soit possible d'utiliser ces électrodes chez la clientèle adulte, **ELLES SONT PROSCRITES CHEZ LA CLIENTÈLE PÉDIATRIQUE.**

POINT IMPORTANT CONCERNANT L'IPIM

Nous avons fait de gros efforts afin d'assurer la pérennité de la télémétrie en Montérégie, ce qui a retardé le déploiement du Zoll Série X. Actuellement, lors de la période de transition, il est possible que la technologie IPIM soit non disponible, **CE QUI N'EST PAS SOUHAITABLE.** Advenant cette situation, vous devrez en aviser le CCS lors de votre inspection de début de quart (10-84) et mettre en application la procédure « Panne de télémétrie » et orienter le patient selon les points convenus.

POINTS À RETENIR

- Le MDSA Zoll Série X devrait contenir une paire d'électrodes CPR Stat-Padz à utiliser chez la clientèle **ADULTE.**
- Le MDSA Zoll Série X devrait contenir une paire d'électrodes CPR Uni-Padz à utiliser chez la clientèle **PÉDIATRIQUE.**
- Le choix des électrodes est laissé à la discrétion de l'entreprise. Nous suggérons toutefois d'avoir les deux types d'électrodes (Stat-Padz et Uni-Padz), surtout pour l'utilisation du type Uni-Padz en pédiatrie.

Merci pour votre attention et votre collaboration.

Pour le directeur médical régional,

Michel Demeo, TAPAQ
Services préhospitaliers d'urgence de la Montérégie