

## Transport sécuritaire du nouveau-né



Pour le transport du nouveau-né,  
l'utilisation du siège fourni par les parents doit être priorisée.

Cependant, en l'absence de celui-ci, le Pedi-Mate permet d'arrimer  
sécuritairement le nouveau-né tout en permettant au personnel soignant  
d'avoir accès à tout le corps au besoin.



### Rouleaux trochantériens

Afin d'éviter les déportations latérales, concevoir,  
avec des couvertures, deux rouleaux et les placer de chaque côté du nouveau-né.



### Coussins d'absorption

Plier deux couvertures en forme de coussin. Installer un coussin à la tête et l'autre aux pieds.  
Au besoin, ces coussins serviront d'absorption.  
Cependant, la majorité de l'arrimage sera faite par le Pédi-Mate.

Dave Ross, M.D.